


## ■ Mode d'emploi

Matratze  
■ Matelas  
Alova


# Matelas ALOVA triportance

## Matelas en mousse viscoélastique à décharge talonnière


Triportance



- **Performance:** abaissement des valeurs de pression par des portances adaptées pour chaque zone du corps.
- **Efficacité:** amélioration des flux vasculaires au niveau des talons par une proclive intégrée.
- **Sécurité:** réduction à minima du risque de contamination croisée par une housse de protection intégrale techniquement éprouvée.
- **Confort:** accompagnement des mouvements du corps.



SANS proclive talonnière.



AVEC proclive talonnière.

**Réduction optimale des pressions en regard des zones à risque** grâce à la proclive du segment jambier, associée à la multiportance du matelas ALOVA.  
Exemple : répartition de pressions au niveau du talon chez un patient de 1,76 m et 70 kg  
(Unité : mm de Hg).

### Données techniques:

<b>No d'art.</b>	VMA64HIPH
<b>Dimensions:</b>	195 x 88 x 14 cm
<b>Housse:</b>	Promust PU HD, ouverture 3 côtés
<b>Poids max. patient:</b>	135 kg
<b>Densité:</b>	80 kg/m <sup>3</sup> (partie viscoelastique)
<b>Normes feu:</b>	EN 597-1 et 2
<b>Garantie:</b>	2 ans

### Palette Box par 10 pièces (VMA64HIPH-BOX)



- **Pratique :** les matelas sont prêts à l'emploi.
- **Ecologique :** réduit le volume des déchets.
- **Ergonomique :** poignées intégrées sur les emballages.





## Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex  
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Sägestrasse 75, CH-3098 Köniz  
Telefon 0848 10 20 40, Fax 031 970 01 71, [info@kuhnbieri.ch](mailto:info@kuhnbieri.ch)

[www.kuhnbieri.ch](http://www.kuhnbieri.ch)